
Opsætning af udvidet WebQuality i Webreq



Indhold

1 Forord 2

2 Kort beskrivelse af WebQuality (WQ) 2

3 Planlægning sammen med NEXUS / E-SUNDHED 2

4 Opsætning på Laboratoriet 3

5 Opsætning på Analysen 4

6 Opsætning på Rekvirenten 5

7 Opsætning på Rekvirent eget lab 5

8 Eksempel på besked til rekvirent 5

9 Eksempel på udtræk der sendes til Laboratoriet 6

10 Eksempel på hvilke analyser WebQuality CPR nr. har adgang til 7

11 Tilpasning af Praksis eget lab analyser 8

1 Forord

Der er to WebQuality modeller i Webreq, den almindelige som de fleste laboratorier allerede benytter og en udvidet.
Forskellen mellem de to modeller er, at ved den udvidet WebQuality model, modtager rekvirenterne besked hvilke analyser de mangler at rekvirerer til en WebQuality-kontrol. Laboratoriet får også besked på, hvilke rekvirenter der har mangelfuld deltagelse.

Denne vejledning beskriver, hvordan man sætter den udvidet WebQuality model op i admin, og hvilke oplysninger NEXUS / E-SUNDHED skal bruge, før det kan tages i brug i WebReq.

2 Kort beskrivelse af WebQuality (WQ)

WebQuality programmet overvåger, at rekvirenterne indsender de aftalte parallelkontroller gennem Webreq indenfor det tidsrum, som laboratoriet har angivet i admin. Hvis rekvirenten mangler at rekvirerer en WebQuality-kontrol på sit WebQuality CPR-nummer i Webreq, så sender programmet en EDI eller en besked i Webreq til rekvirenten, hvor der er anført, hvilke analyser rekvirenten mangler at rekvirere. Derudover sender NEXUS / E-SUNDHED én gang om måneden et samlet udtræk til laboratoriet over, hvilke rekvirenter der har modtaget en rykker, og hvilke analyser det vedrører.

Udtrækket bliver dannet på baggrund af, hvilke WebQuality analyser laboratoriet har sat til at være dækket af egne analyser og om praksis har valgt disse analyser under ”Egne analyser”, samt om rekvirenten bestiller sine WebQuality analyser på sit WebQuality CPR-nummer.

3 Planlægning sammen med NEXUS / E-SUNDHED

Hvis laboratoriet ønsker at tage WebQuality i brug skal man først kontakte NEXUS / E-SUNDHED support.

NEXUS / E-SUNDHED skal bruge en mailadresse, som udtrækket over manglende deltagelse kan sendes til, samt det skal aftales med NEXUS / E-SUNDHED, hvornår WebQuality kan tages i brug.

4 Opsætning på Laboratoriet

På laboratoriet skal følgende felter udfyldes:

1 Antal dage inden reminder om WebQuality (0=deaktiveret)

Hvis der skal sendes én kontrol pr. måned, så vil vi anbefale 40 dage, da det giver en lille buffer der tager hensyn til at udtrækket får det hele med.

2 Benyt WebQuality

Skal vinges af

3 Beskedtekst ved WebQuality reminder

Her skal den tekst som sendes til rekvirenten skrives.

Eksempel på tekstbesked:

Til {0}.

Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvireret parallelanalyse med laboratoriet for analyserne: {1}.

Parallelanalyse er vigtigt af hensyn til analysekvaliteten i almen praksis og en forudsætning for at modtage honorar for ydelsen. Rekvirering af parallelanalyser foretages i WebQuality.

Ved spørgsmål kontakt venligst din laboratoriekonsulent på tlf. xxxxxxxx.

4 Besked type

Vælg systembesked normal





5 Opsætning på Analysen

De analyser som praksis skal indsende én gang om måneden skal sættes på analysen i admin;

1. Vælg **Analyser** under Laboratorie
2. Vælg **500. WebQuality** og vælg den analyse som skal dækkes.
3. Indsæt tilhørende NPU-koder under **Dækker følgende analyser**.

   Forskellige egen analyser kan godt være dækket af samme WQ-analyse (f.eks. kB og plasma gluc)
   Forskellige WQ-analyser kan også godt dække flere egne analyser (f.eks. leukocyttype gruppe)






Eksempler på WebQuality analyser og deres **dækkende eget lab** analyser:

WQ analyse	Analyse navn	Dækkende egen analyser
EQA00011	Hæmoglobin (PN);B(kB)	NPU02319
EQA00021	Hæmoglobin (PN);B(vB)	NPU02319
EQA00281	Hæmoglobin (PN)	NPU02319
EQA00071	CRP PN;P	NPU19748;
EQA00141	INR PN;P(kB)	NPU01685
EQA00151	INR PN;P(vB)	NPU01685
EQA00181	Glukose (PN);P(kB;fPt)	NPU02193;NPU02192;NPU22089
EQA00191	Glukose (PN);P(vB)	NPU02193;NPU02192;NPU22089
EQA00331	HbA1c (IFCC) PN;Hb(B)	NPU27300;DNK35249

6 Opsætning på Rekvirenten

På de rekvirenter som skal deltage, tilføjes der et WebQuality CPR-nummer.

Man kan bruge det samme WebQuality CPR-nummer til alle rekvirenter eller man kan vælge at oprette ét WebQuality CPR-nummer til hver enkelt rekvirent, det bestemmer man lokalt. Og det er også lokalt at man skaffer disse E-CPR, som skal bruges til WebQuality.




WebQuality CPR-nummer indsættes på rekvirenten

7 Opsætning på Rekvirent eget lab

Under **rekvirent eget lab** tilføjes der en vinge under **Benyt WebQuality remindere**



8 Eksempel på besked til rekvirent




9 Eksempel på udtræk der sendes til Laboratoriet

Den 1. i hver måned sendes der automatisk 2 rapporter til laboratoriet med opgørelse over hvilke rekvirenter der mangler at indsende parallelkontroller.


Den ene liste indeholder en oversigt af manglende indsendelse af parallelkontroller på analyse niveau, og den anden liste indeholder det samme - dog opgjort på rekvirentniveau.

Eksempel liste 1



Ydernr	Lab. kode	CprNummer	Analyse	Besked	Oprettelsesdato	Notifikations-id
06	SC	030303W030	C-reaktivt protein [CRP];P	Til Lægerne Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke h	01-11-2026 01:00	33524
06	SC	030303W030	Glukose;P(kB)	Til Lægerne Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke h	01-11-2026 01:00	33524
06	SC	030303W030	Glukose;P(kB;fPt)	Til Lægerne Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke h	01-11-2026 01:00	33524
06	SC	030303W030	Hæmoglobin;B	Til Lægerne Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke h	01-11-2026 01:00	33524
06	SC	030303W030	Leukocytter;B	Til Lægerne Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke h	01-11-2026 01:00	33524
06	SC	030303W024	C-reaktivt protein [CRP];P	Til .Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvire	01-11-2026 01:00	33525
06	SC	030303W024	Hæmoglobin;B	Til .Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvire	01-11-2026 01:00	33525
06	SC	030303W013	C-reaktivt protein [CRP];P	Til Lægerne Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke	01-11-2026 01:00	33526
06	SC	030303W007	Glukose;P(kB)	Til Lægerne på Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at di	01-11-2026 01:00	33527
06	SC	030303W007	Hæmoglobin;B	Til Lægerne på Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at di	01-11-2026 01:00	33527
06	SC	030303W007	Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P	Til Lægerne på Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at di	01-11-2026 01:00	33527
06	SC	030303W007	C-reaktivt protein [CRP];P	Til Lægerne på Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at di	01-11-2026 01:00	33527
06	SC	030303W005	Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P	Til Lægehuset .Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har	01-11-2026 01:00	33528
06	SC	030303W011	Glukose;P(kB)	Til 069051 Lægerne Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at di	01-11-2026 01:00	33529
06	SC	030303W011	Glukose;P(kB;fPt)	Til 069051 Lægerne Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at di	01-11-2026 01:00	33529

Eksempel liste 2




Ydernr	Lab. kode	Besked	Oprettelsesdato	Notifikations-id
06	SC	Til Lægerne .Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvireret parallela	01-11-2026 01:00	33526
06	SC	Til Lægerne på . Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvi	01-11-2026 01:00	33527
06	SC	Til Lægehuset .Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvireret parallelanaly	01-11-2026 01:00	33528
06	SC	Til 069051 Lægerne Silkeborg.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvi	01-11-2026 01:00	33529
06	SC	Til Lægerne .Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvireret parallelan	01-11-2026 01:00	33524
06	SC	Til Ans lægehus.Vi har for sidste kalendermåned konstateret, at din praksis ikke har rekvireret parallelanalyse me	01-11-2026 01:00	33525


10 Eksempel på hvilke analyser WebQuality CPR nr. har adgang til

I admin er det laboratoriets synlige WebQuality analyser, der vil blive vist for praksis, når de åbner Webreq med klinikkens WebQuality CPR.

Eksempel på WebQuality analyser




Det er hermed de analyser der ses i Webreq.




11 Tilpasning af praksis eget lab analyser

For at praksis kun skal kontrolleres på de analyser, som de selv udfører i praksis, så er det vigtigt at praksis får tilpasset deres eget lab analyser i Webreq.


I bestillingslisten kan man se klinikkens **egne analyser** under **KBA**



Hvis analyserne ikke stemmer overens med det apparatur de har i klinikken, så kan listen redigeres via tandhjulet i højre hjørne.
Klik på **Tandhjul** og vælg **Rediger egne analyser**



I kolonnen **Nationale læge analyser** kan man vælge de ønskede analyser.
I kolonnen **Egne analyser** ses de analyser, klinikken har valgt.



Når man er færdig med at redigere, så afslutter man redigeringen ved at vælge **Bestillingsliste**.

